

quick

山形県医師会協同組合 組合員様 限定

非接触体温計「クイック」

希望小売価格：~~9,000円(税抜)~~



組合員様 特別価格でご提供

8,500円 (税抜)

更に送料無料




TEAM NEXT
YONEZAWA

* 非接触体温計「クイック」は、 *
* 医療機器製造販売業者バイオエコーネット様 *
* より業務委託を受け創成電子(山形県米沢市) *
* で製造・販売を行っています。 *
* **【米沢市ふるさと納税返礼品】**登録商品 *

FEATURE 01

測定精度を追求 信頼の日本製

医療機器認証を
取得した体温計



MADE IN JAPAN



Medical device
certification


FEATURE 02

肌に触れずに1秒測定

おでこにわずか1秒かぎすだけです。
距離センサー搭載で、毎回適正な
距離で測定可能に。

距離センサー

赤外線センサー



FEATURE 03

アプリで簡単に体温管理 (200名まで登録可能)

◆複数の検温結果を記録・一括管理する事ができます。

日々の検温記録や学校などの検温連絡網に…

◆離れて暮らす家族間で検温結果を共有でき

【見守り】としてもご利用いただけます。

◆iphoneヘルスケアとも連携が可能です。

検温だけでなく症状も簡単に選んで記録でき
メモも残せます



仕様




本体重量：
約 83 g (電池含む)

電源 DC3.0V (単4形アルカリ乾電池 2本)
付属品 単4形アルカリ乾電池 (お試し用)
収納スタンド・取扱説明書・添付文書

販売名 非接触体温計 HD
型式 HD30B (データ通信機能あり)
一般的名称 皮膚赤外線体温計
医療機器分類 管理医療機器
医療機器認証番号 302AKBZX0006700
測定部位 皮膚 (補正温度の場合は額中央部)
測定方式 赤外線式
表示温度方式 実測および補正温度方式
表示温度範囲 34.0°C~42.0°C (補正温モード) 0.0°C~80.0°C (実測温モード)
最小表示単位 0.1°C
最大許容誤差 実測温モードにおいて
22.0°C~35.9°C : ±0.3°C
36.0°C~39.0°C : ±0.2°C
39.1°C~42.0°C : ±0.3°C
※標準室温23°Cにて黒体炉を使用した場合
0.0°C~80.0°C : ±2.0°C (物体を測定したとき)

【アプリ活用事例 1】

検温管理者が発行するアカウント (ID/パスワード) で、検温者がアプリにログインする事で検温管理者は、各検温結果を一括管理する事が出来ます。



【アプリ活用事例 2】

離れて暮らす家族が、
同じアカウント (ID・パスワード)
で アプリにログインする事で
家族の間の検温結果を共有する事が出来ます。

見守りシステム としてもご利用頂けます。


体温管理で見守りシステム



非接触体温計「クイック」Windows 対応アプリ も 取り揃えております。

(患者様 個々の検温データを管理するのにおすすめです。)

※アプリの使用につきましては 創成電子へ お問い合わせください。



氏名リスト・バーコード表の例

氏名	バーコード
高橋 千尋	 * 4 0 0 0 0 0 1 *
田中 歩	 * \$ 4 0 0 0 0 0 2 *
佐々木 薫	 * \$ 4 0 0 0 0 0 3 *

測定を行う人のバーコードを
リーダーにてスキャンすると
測定者の測定データを表示します。

バーコードを
診察券に
貼付ける事も可



スキャン後 測定を行う人のデータシートが表示され「クイック」にて測定を行う事で 下記値が記録されます。

◎体温

◎平均体温の数値とグラフ化

(測定を行った分での平均・MAX 30 データを順次繰上げで表示)

◎しきい値に対する ○ × 判定

◎測定を行った 年月日 時間



- 36.9
- 37.0
- 37.1
- 37.2
- 37.3
- 37.4
- 37.5
- 37.6
- 37.7
- 37.8
- 37.9
- 38.0

◎しきい値設定は
数値欄をクリック
する事で 値を
選定する事が
出来ます。